








Enkla samtalsapparater								
Samtalsapparat	Antal rutor	Storlek	Vikt	Taltid	Funktion	Styrsätt	Säljs av:	Typ
<b>BIGmack</b> 	1 meddelande	16 x 17 x 55 cm, 12 cm tryck-yta	435 g	75 sek	Ett meddelande.	Direkt eller med ansluten kontakt	Rehab-Center & <a href="#">Frölunda data</a>	Robust, enkel, inspelat tal. Nytt utförande, längre taltid.
<b>LITTLEmack</b> 	1 meddelande	11,2 x 10 x 7 cm, 6 cm tryck-yta	270 g	75 sek	Ett meddelande	Direkt eller med ansluten kontakt	Rehab-Center & <a href="#">Frölunda data</a>	Robust, enkel, inspelat tal. Nytt utförande, längre taltid.
<b>BIG Step-by-step</b> 	Flera meddelanden, men ett i taget	16 x 17 x 55 cm, 12 cm tryck-yta	435 g	75 sek	Ett meddelande för ett tryck, olika meddelanden efter varandra.	Direkt eller med ansluten kontakt	Rehab-Center & <a href="#">Frölunda data</a>	Robust, enkel, inspelat tal. Flera medd. efter varandra.
<b>Step-by step</b> 	Flera meddelanden, men ett i taget	11,2 x 10 x 7 cm, 6 cm tryck-yta	270 g	75 sek	Ett meddelande för ett tryck, olika meddelanden efter varandra	Direkt eller med ansluten kontakt	Rehab-Center & <a href="#">Frölunda data</a>	Robust, enkel, inspelat tal. Flera medd. efter varandra. Finns även med nivåer.
<b>Hip Step Talker</b> 	Flera meddelanden, men ett i taget			300 sek	Ett meddelande för ett tryck, olika meddelanden efter varandra	Direkt	<a href="#">Square-Talk</a>	Portabel som midjeväska
<b>Hip Talk Plus</b> 	3, 6 eller 12 rutor			300 sek	Ett meddelande per ruta	Direkt	<a href="#">Square-Talk</a>	Portabel som midjeväska



Enkla samtalsapparater								
Samtalsapparat	Antal rutor	Storlek	Vikt	Taltid	Funktion	Styrsätt	Säljs av:	Typ
<b>Personal talker</b> 	1 ruta	Ryms i handen	låg	10 sek	Ett meddelande, rund tryckknapp – bilden bredvid	Direkt	<a href="#">Rehab-modul AB</a>	Mycket liten, enkel, inspelat tal, lågpris
<b>Talking Symbols notepad</b> 	1 ruta	6,5 x 11 cm	låg	10 sek	Ett meddelande	Direkt	Rehab-center AB	Tänkt att användas i miljön. Kan monteras med magnet el. kardborre
<b>One Talker</b> 	1 knapp	3,8 x 6,5 x 1 cm. Ryms i handen	24 g	10 sek	Ett meddelande – hålls i handen	Direkt	<a href="#">Rehab-modul AB</a>	Mycket liten, enkel, inspelat tal, lågpris
<b>One by Four Talker</b> 	4 knappar	23,5 x 9,5 x 1,8 cm	225	4 x 10 sek	Ett meddelande per ruta	Direkt	<a href="#">Rehab-modul AB</a>	Består av 4 st One Talker i ett fodral med fickor för bilder
<b>Talk Trak</b> 	4 (kan bli färre)	Som ett armband	låg	75 sekunder	Ett meddelande per ruta	Direkt	Rehab-center AB	Liten, enkel, inspelat tal


Enkla samtalsapparater								
Samtalsapparat	Antal rutor	Storlek	Vikt	Taltid	Funktion	Styrsätt	Säljs av:	Typ
<b>EnTalare</b> 	1 ruta	16 x 10 x 3 cm	ca 300 g	16 sek	Ett meddelande per ruta	Direkt	<a href="#">Falck</a> <a href="#">Vital AB</a>	Liten, enkel, inspelat tal
<b>ViljeTalare</b> 	4 rutor	16 x 10 x 3 cm	ca 300 g	4 x 4 sek  16 sek totalt	Ett meddelande per ruta	Direkt	<a href="#">Falck</a> <a href="#">Vital AB</a>	Liten, enkel, inspelat tal
<b>SmåTalare</b> 	8 rutor	16 x 10 x 3 cm	ca 300 g	8 x 4 sek  32 sek totalt	Ett meddelande per ruta	Direkt	<a href="#">Falck</a> <a href="#">Vital AB</a>	Liten, enkel, inspelat tal
<b>Samtalare</b> 	16 rutor	16 x 10 x 3 cm	ca 300 g	16 x 4 sek  64 sek totalt	Ett meddelande per ruta	Direkt	<a href="#">Falck</a> <a href="#">Vital AB</a>	Liten, enkel, inspelat tal
<b>Partner 4</b> 	4 rutor	31,5 x 13,5 x 6,5	570 g	32 sek	Ett meddelande per ruta	Direkt el. med 4 externa kontakter	<a href="#">Komi-</a> <a href="#">Kapp-</a> <a href="#">Rehatek</a>	Finns även med 1 resp. 2 rutor
<b>Parekeet 15</b> 	15 rutor	18 x 12,5 x 4 cm	380 g	8 sek /ruta  2 min totalt	Ett meddelande per ruta	Direkt	<a href="#">Gewa AB</a>	Liten, enkel, inspelat tal





Samtalsapparater med nivåer								
Samtals- apparat	Antal rutor	Storlek	Vikt	Taltid	Funktion	Styrsätt	Säljs av:	Typ
<b>4Talk4</b> 	4	33 x 13 x 10 cm	1,8 kg	4 min	4 nivåer	Direkt eller scanning (olika modeller)	Rehab-Center AB	Enkel, robust, inspelat tal. Bra ljud.
<b>Advocate</b> 	1, 2, 4, 8 el. 16	27 x 7 x 3 cm.	275 g	2 min per ruta, 16 min totalt	Ett meddelande per ruta på 4 nivåer. På nivå 5 möjlighet med länkade meddelanden.	Direkt, scanning 1-2 kontakter, direkt m 4 yttre brytare	<a href="#">Falck-Vital AB</a>	Många anpassningsmöjligheter. Finns även med IR
<b>GoTalk</b> 	9 rutor	22,9 x 30,5 cm	340 g	8 eller 15 sek 6 min totalt	Ett meddelande per ruta, 4 nivåer	Direkt	<a href="#">Rehab-modul AB</a> Rehab-Center AB <a href="#">Frölunda Data AB</a>	Enkel, robust, inspelat tal (Finns även version med 4 rutor)
<b>Ordsvararen II</b> 	40 rutor (kan göras färre)	30,5 x 10,5 x 3,5 cm	950 g	4 – 14 min totalt	4 nivåer + avsökning	Direkt eller avsökning med en eller 2 kontakter	<a href="#">Permobil AB</a>	Nivåer + avsökning. Inspelat tal
<b>Pocket GoTalk</b> 	5 rutor	7,6 x 14,3 x 2,5 cm	210 g	14 sek. per ruta 5 min. totalt	Ett meddelande per ruta 5 nivåer	Direkt + scanning	<a href="#">Rehab-modul AB</a> Rehab-Center AB	Liten, enkel, inspelat tal

Samtalsapparater med nivåer								
Samtals- apparat	Antal rutor	Storlek	Vikt	Taltid	Funktion	Styrsätt	Säljs av:	Typ
SSW Communicator 	1 tryckyta			5 min	16 nivåer	Auditiv scanning. Avsökning med lägre volym. Möjligt att ansluta extern kontakt.	<a href="#">Squaretalk</a>	Tänkt för personer med nedsatt syn. Inspelat tal.
SuperTalker 	1, 2, 4 eller 8 rutor	30,5 x 22 x 4,5 cm	935 g	8 min alt 16 min	Ett medde- lande per ruta 8 nivåer Två olika modeller.	Direkt eller direkt med 8 externa kontakter	Rehab- Center AB	Att växa med. 4 olika finger- guider. Sekventiell aktivering med extern kontakt. Inspelat tal.
Talara 32 	2, 4, 8, 16 eller 32	29 x 20 x 1,3 - 6,35	800 g	45 min	Ett medde- lande per ruta. 4 nivåer	Direkt + scanning 1 kontakt	<a href="#">Gewa AB</a>	Flexibel, ergono- misk, lätt- hanterlig. Inspelat tal
TechTalk 8 	8 rutor	32 x 16,5 x 6,5 cm	900 g	4,5 sek / ruta  4,26 min totalt	8 nivåer, ställs in med ratt på baksidan	Direkt	<a href="#">Komikapp -Rehatek AB</a>	Robust med nivåer och inbyggd ram. Inspelat tal
TechSpeak 32 	32 rutor	32 x 16,5 x 6,5 cm	900 g	2 sek / ruta  2,1 min totalt	2 nivåer, ställs in med ratt på baksidan (alt. 4 eller 8 niv.)	Direkt  (men det finns även modell med scanning)	<a href="#">Komikapp -Rehatek AB</a>	Robust med nivåer och inbyggd ram. Inspelat tal

Samtalsapparat med nivåer								
Samtalsapparat	Antal rutor	Storlek	Vikt	Taltid	Funktion	Styrsätt	Säljs av:	Typ
 <b>ChatBox 40</b>	10 eller 40 rutor	21 x 30 cm	1 kg	30 eller 60 min (olika modeller)	10 nivåer. Display för textmeddelanden. Kan skicka text till dator.	Direkt, scanning med 1-3 kontakter el. joystick	<a href="#">Rehab-modul AB</a>	Nivåer, många varianter på avsökning. Två färgställningar. Inspelat tal





Samtalsapparat med löstagbara, förprogrammerade överlägg								
Samtalsapparat	Antal rutor	Storlek	Vikt	Taltid	Funktion	Styrsätt	Säljs av:	Typ
 <b>VocaFlex Colour</b>	16, 8 och/el. 4 rutor	16 x 10 x 3 cm	300 g	30, 60 el. 120 min.	Ett meddelande per ruta. Löstagbara förprogrammerade överlägg/ramar	Direkt	<a href="#">Falck Vital AB</a>	Liten, flexibel, utbytbara överlägg som är färdiga att använda. Inspelat tal Flera olika modeller.
 <b>VocaFlexibel</b>	16, 8 och 4 rutor	16 x 10 x 3 cm	300 g	30 el. 60 min	Ett meddelande per ruta. Löstagbara förprogrammerade överlägg/ramar	Direkt	<a href="#">Falck Vital AB</a>	Liten, flexibel, utbytbara överlägg som är färdiga att använda. Inspelat tal




Samtalsapparater med länkar och nivåer								
Samtalsapparat	Antal rutor	Storlek	Vikt	Taltid för inspelat tal	Funktion	Styrsätt	Säljs av:	Typ
 <b>Chatbox</b>	16 rutor	19,5 x 15 x 3 / 5 cm	750g komplett med väska	10 min	4 nivåer och länkar / minspeak	Direkt, 1 kontakt, auto-scanning eller stegning.	<a href="#">Rehab-modul AB</a>	Flera funktioner och avsökning. Inspelat tal




Samtalsapparater med länkar och nivåer								
Samtals- apparat	Antal rutor	Storlek	Vikt	Taltid för inspelat tal	Funktion	Styrsätt	Säljs av:	Typ
<b>Digivox II</b> 	48 (+ 12 ) rutor	24,7 x 19 x 4,8 cm	1,25 kg	16 min (kan upp- graderas till 142)	8 nivåer (upp till 48), sek- venser + stavnings- sekvenser	Direkt, avsökning med 1 kontakt + joystick	<a href="#">Permobil AB</a>	Flera funktioner + inspelat tal
<b>Macaw</b> 	32 (kan göras till färre)	29 x20 x 1 / 6 cm	1kg	78 min	32 nivåer + länkar	Direkt + avsökning med 1-5 kontakter (joystick)	<a href="#">Gewa AB</a>	Många nivåer, länkar och avsökning, inspelat tal.
<b>Green Macaw</b> 	128 (kan göras färre)	29 x20 x1 / 6 cm	1kg	78 min	8 nivåer + länkar	Direkt + avsökning med 1-5 kontakter (joystick)	<a href="#">Gewa AB</a>	Många rutor, nivåer, länkar och avsökning, inspelat tal.
<b>Dactyl Macaw</b> 	128 (kan göras färre)	38 x 25 cm	1,7 kg	78 min	8 nivåer + länkar	Direkt + avsökning med 1-5 kontakter (joystick)	<a href="#">Gewa AB</a>	Extra stor, annars som Green Macaw


Samtalsapparater med tangentbord								
Samtals- apparat	Antal rutor	Storlek	Vikt	Tal	Funktion	Styrsätt	Säljs av:	Typ
<b>LightWriter SL-35</b> 	48 tangenter QWERTY eller ABC	20,5 x 13 x 4,5 cm	750 g	Finns med och utan talsyntes Infovox 330	Skriva, ord- prediktion, hämta/ spara färdiga fraser	Skriva från tangent- bord	<a href="#">Falck</a> <a href="#">Vital</a> <a href="#">AB</a>	Tangentbord, skärm riktad mot samtalspartnern, talsyntes. Möjligt att koppla till scannande modul. Finns variant med större tangentbord
<b>LightWriter SL-87</b> 	48 tangenter + Display för avsökning av bokstäver	22,6 x 26 x 11 cm	1,8 kg kg	Finns med och utan talsyntes Infovox 330	Ordpredik- tion, fras- minne, fraser kan lagras under två tangenter	Avsök- ning med 1 eller 2 kontakter eller från tangent- bord	<a href="#">Falck</a> <a href="#">Vital</a> <a href="#">AB</a>	Avsökningbart tangentbord, skärm riktad mot samtalspartnern, talsyntes
<b>LightWriter SL-85</b> 	Endast avsökning av bokstäver och ord	21,5 x 14 x 5 cm	900 g	Finns med och utan talsyntes Infovox 330	Ordpredik- tion Auditiv avsökning	Avsök- ning med 1 eller 2 kontakter	<a href="#">Falck</a> <a href="#">Vital</a> <a href="#">AB</a>	Scannande modell med LCD skärm med belysning.
<b>SpeakOut</b> 	45 tangenter + navigerings- tangent. QWERTY eller ABC.	24,5 x 19,5 x 5,2 cm	1 kg	Talsyntes Infovox 330, Ingmar + Ann- Marie	Ordpredik- tion 10000 ord, text- minne, mini- räknare, tid och datum, omgivnings- kontroll	Tangent- bord + navige- ring i meny	<a href="#">Permo- bil AB</a>	Tangentbord, skärm riktad mot samtalspartnern. LCD-skärm med 240 x 64 pixlar.
<b>Spok21</b> 	48 tangenter + 6 snabb- knappar QWERTY	26 x 22 x 7 cm	1,33 kg	Talsyntes Infovox 330, Ingmar + Ann- Marie	Lagring av upp till 600 meddelanden Kan lagra under direktvals- tangenter	Tangent- bord, snabb- knappar.	<a href="#">Gewa AB</a>	Tangentbord, skärm riktad mot samtalspartnern. Kan anpassas med bl.a. externt tangentbord och fingerguider.



Samtalsapparater med tangentbord								
Samtalsapparat	Antal rutor	Storlek	Vikt	Tal	Funktion	Styrsätt	Säljs av:	Typ
<b>Polycom Dialog</b> 	Tangentbord med 44 normalstora tangenter	24,5 x 12 x 5 cm	920 g	Talsyntes motsv. Infovox 230	Skriva + spara / hämta meddelanden, talsyntes	Skriva från tangentbord	<a href="#">Gewa AB</a>	Tangentbord, skärm med 3-4 textrader (textstorlek kan ställas in), talsyntes
Samtalshjälpmedel med dynamisk display								
Samtalsapparat	Skärm, antal rutor	Storlek	Vikt	Tal	Funktion	Styrsätt	Säljs av:	Typ
<b>Dynamo</b> 	Svartvit skärm. Max 48 rutor per sida	9 x 16 x 5 cm	760 g	30 minuter inspelat tal	Välja från ett obegränsat antal sidor. Innehåller PCS-symboler och Dynasyms	Pekskärm, avsökning med 1 kontakt, mus/styrkula	<a href="#">Permobil AB</a>	Kompakt apparat med svartvit dynamisk display, inspelat tal. Eget program med lättanvänt gränssnitt. Man kan göra backup till dator.
<b>E-talk</b> 	8,4" färgskärm. Raster finns för 2x2, 2x3, 2x6, 3x6, 4x6, 4x8 och 5x9 rutor.	23 x 20 x 4 cm	1,6 kg	Talsyntes Ingmar + Ann-Marie ingår. Även inspelat tal.	Dynamisk samtalsapp. Välja symboler och/el. ord el. skriva m. bokstäver. Ordprediktion ingår.	Pekskärm, mus eller avsökning med kontakt.	<a href="#">Permobil AB</a>	Innehåller eget program som även finns för PC. Man kan göra sidorna i E-talk eller i PC. Fri layout. Man kan använda foton som bakgrund + olika bildformat.
<b>Facebook</b> 	12,1" XGA TFT färgskärm	24,7 x 33 x 2,9 cm	1,85 kg (inkl. tillbehör 3,88 kg)	Valfritt, tillkommer.	PC med Windows XP, 600 MHz processor, 20 Gb hårddisk, 128 – 640 Mb RAM. Trådlöst tangentbord.	Pekskärm, mus, avsökning om man kopplar till enhet för kontaktstyrning + programvara.	<a href="#">Frölunda Data AB</a>	Dator med inbyggd perkskärm. Kan kopleteras med dynamiskt kommunikationsprogram och talsyntes. Bör även kompletteras med högtalare + ev. utrustning för styrsätt.

Samtalshjälpmedel med dynamisk display								
Samtals- apparat	Skärm, antal rutor	Storlek	Vikt	Tal	Funktion	Styrsätt	Säljs av:	Typ
<b>Springboard Plus</b>  	7,5 “ färgskärm  4, 8, 15 el. 32 rutor.  Raster för 8, 15 och 32 rutor.	23 x 20 x 5,5 cm	1,4 kg	Inspelat tal, 50 minuter.	Samtals- hjälpmedel med minspeak, dynamisk aktivitetsrad, textfält + sidor för olika sätt att organisera ordförrådet.	Pekskärm, mus, kontakte, optisk pekare el. inbyggd huvudmus Tracker (tillval).	<a href="#">Rehab- modul AB</a>	Komplett system med minspeak- symboler + många andra möjligheter. Ordstrategi/SB 1- rutsval ingår. Kan anpassas i apparaten eller på PC med hjälp av programmet MTI- PC. 2500 min- speak-symboler med svensk definition ingår. 3900 PCS-bilder finns som tillval.
<b>Tellus 3+</b>  	12,1” TFT- skärm	32,7 x 24,5 x 4-6 cm	2,5 kg	Valfri talsyntes kan in- stalleras.	Samtalsdator för kommu- nikation med symboler el. skriven text. PC med Win. XP, 1 Ghz Centrino Mobile, 40 Gb HD, 256 Mb RAM	Pekskärm, mus, joystick, avsökning med 1-2 kontakter. Separat ljudutg. för auditiv scanning. 5 knappar som kan program- meras.	Rehab- Center AB	Specialutrustad kommunikations- dator. Levereras färdigutrustad med Mind Express eller Eurovocs Suite. Inbyggd ljudförstärkare och högtalare. Trådlöst nätverk. Inbyggd DAESSY monte- ringsplatta.
<b>Toughbook PC</b>  	10,4” TFT	27,1 x 21,6 x 4,8 cm.	2 kg	Valfri talsyntes kan in- stalleras.	Robust notebook PC som är byggd för alla väder. Win XP Tablet Ed, 900 Mhz Centrino Mobile, 40 Gb HD, 256 Mb RAM.	Pekskärm, mus, av- sökning om man kopplar till enhet för kontakt- styrning + program- vara.	<a href="#">Permo- bil AB</a>	Dator med inbyggd perkskärm. Kan koppletteras med dynamiskt kommunikations- program och talsyntes. Inbyggd högtalare, modem, trådlöst nätverk + bluetooth.

Samtalshjälpmedel baserat på handdator								
Samtals- apparat	Skärm, antal rutor	Storlek	Vikt	Tal	Funktion	Styr- sätt	Säljs av:	Typ
<b>MicroRolltalk</b> 	3,6" TFT färgskärm  Finger- guider finns med 4, 9 och 16 fält.  Liggande el. stående skärmbild	Ca 7 x 13 x 2 cm	240 g inkl. väska	Inspelat tal, tal- syntesen Ingrid går att köpa till.	Dynamiskt kommunika- tionsprogram i handdator, 600 bilder (Igel) ingår. Går att komplettera med valfria bildbaser + foton.	Pek- skärm	<a href="#">Falck</a> <a href="#">Vital</a> <a href="#">AB</a>	Handdator / smartphone med Windows Mobile och programmet Programsnickaren. Både för symbol- kommunikation och skrift med skärmtangentbord. På vissa sidor kan man spela in med- delanden direkt i handdatorn. Annars görs an- passningar i vanlig PC och förs över till handdatorn.
<b>Icon Speak</b> 	240 x 320 pixels färg- skärm  alt.  240 x 320 pixels TFT  2 - 24 rutor	Ca 7 x 13 x 2 cm  alt.  7,1 x 11,4 x 1,6 cm	185 g  alt.  158 g	Inspelat tal, tal- syntesen Fonix iSpeak med rösterna Ingmar och Ann- Marie kan köpas till.	Dynamiskt kommunika- tionsprogram i handdator, inkl. standardanpass- ningar för man, kvinna, tonårig pojke och flicka/ barn. 500 bilder + inspelade ljud. Går att komplet- tera med valfria bildbaser + foton.	Pek- skärm	<a href="#">Square- Talk</a>	Handdator alt. Smart-phone med Windows pocket PC 2003 och programmet Icon Speak, för sym- bolkommunikation.  Programmet kan köpas separat och installeras i valfri handdator.
<b>Imagetalk</b> 	196 x 208 pixlar, alt. 240 x 320, färgskärm.  2x2, 3x2, 4x3 symb.	Ca 7 x 13 x 2 cm  Beror på modell	185 g  Beror på modell	Inbyggd talsyntes från Acapela	Program för symbolkommu- nikation + tillägg för SMS, mail, kalender och omgivningskon- troll. Modulär uppbyggnad. Ikoner ingår, PCS, Bliss och Pictogram kan köpas till.	Pek- skärm, tele- fon- knapp el. mus	<a href="#">Frölun- da Data AB</a>	Kommunikations- program för både när- och fjärrkom- munikation, för mobiltelefon med Symbian 60 eller handdator med Pocket PC (alt. större PC). Både för symboler och text. Anpassning görs i vanlig dator, överföring via Internet.

 <p><b>Pocket Grid</b></p>	<p>3,8" färgskärm 240 x 320</p> <p>Liggande eller stående</p>	<p>14 x 9 x 4 cm (inkl. högtalare)</p>	<p>400g</p>	<p>Inspelat tal + tal-syntes: Röst Ann-Marie eller Ingmar</p>	<p>Dynamiskt kommunikationsprogram i handdator.</p> <p>Anpassningar exporteras från PC-programmet The Grid.</p>	<p>Pekskärm</p>	<p><a href="#">Gewa AB</a></p>	<p>Handdator med Pocket PC och programmet Pocket Grid + tal, skyddande aluminiumhölje och Miniförstärkare. Både för symbolkommunikation och skrift med skärmtangentbord.</p>
--	---	--	-------------	---	---	-----------------	--------------------------------	--

### Återförsäljare

<p><b>Falck Vital AB</b> Primusgatan 18 112 62 Stockholm Tel: 08 – 695 69 40 Fax: 08 – 696 69 49 E-post: <a href="mailto:falckvital@falckvital.se">falckvital@falckvital.se</a></p> <p>Webbadress: <a href="http://www.falckvital.se">www.falckvital.se</a></p>	<p><b>Frölunda Data AB</b> Box 4078 426 04 Västra Frölunda Tel: 031 - 29 50 06 Fax: 031 - 69 40 10 E-post: <a href="mailto:info@frolundadata.se">info@frolundadata.se</a></p> <p>Webbadress: <a href="http://www.frolundadata.se">www.frolundadata.se</a></p>	<p><b>Gewa AB</b> Box 92 191 22 Sollentuna Tel: 08 - 594 694 00 Fax: 08 - 594 694 19 E-post: <a href="mailto:info@gewa.se">info@gewa.se</a></p> <p>Webbadress: <a href="http://www.gewa.se">www.gewa.se</a></p>	<p><b>Komikapp-Rehatek AB</b> Kardanvägen 15 432 32 Varberg Tel: 0340-66 68 70 Fax: 0340 - 66 68 79 E-post: <a href="mailto:info@kikre.com">info@kikre.com</a></p> <p>Webbadress: <a href="http://www.kikre.com">www.kikre.com</a></p>
<p><b>Permobil Försäljning &amp; Service AB</b> Box 120 861 23 Timrå Tel. 060-59 59 00 Mobil: 070-228 71 19 Fax: 0920-28 12 66 E-post: <a href="mailto:leena.lundgren@permobil.se">leena.lundgren@permobil.se</a></p> <p>Webbadress: <a href="http://www.permobil.se">www.permobil.se</a></p>	<p><b>RehabCenter AB</b> Enhagsvägen 18 187 40 Täby Tel: 08 - 768 25 00 Fax: 08 - 792 49 49 E-post: <a href="mailto:stefan@rehab.pi.se">stefan@rehab.pi.se</a></p>	<p><b>Rehabmodul AB</b> Enspännargatan 10 165 57 Hässelby Tel: 08 – 583 588 90 Fax: 08 – 583 603 99 Mobil: 0708 – 35 88 91 E-post: <a href="mailto:info@rehabmodul.se">info@rehabmodul.se</a></p> <p>Webbadress: <a href="http://www.rehabmodul.se">www.rehabmodul.se</a></p>	<p><b>Squaretalk HB</b> Månskensvägen 13 132 39 Saltsjö Boo Tel: 08-601 99 45 Mobil: 070-629 90 96 E-post: <a href="mailto:helena@squaretalk.se">helena@squaretalk.se</a></p> <p>Webbadress: <a href="http://www.squaretalk.se">www.squaretalk.se</a></p>